

Anti-Eya1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99502

Artikelnummer: CM0030530

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EYA1, einen Transkriptions-Coaktivator und Phosphatase, der an der DNA-Reparatur und Organogenese beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EYA1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2138
Gen-ID	2138
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem EYA1 (NP_000494.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99502
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel