


Anti-Eya3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99504

Artikelnummer: CM0030518



Einführung

Anti-EYA3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die Proteinphosphatase EYA3 ab, einen Schlüsselregulator der DNA-Reparatur und Transkription. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EYA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EYA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2140
GenID	2140
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem EYA3 (NP_001981.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99504
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel