

Anti-Eya3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99504

Artikelnummer: CM0017712



Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane EYA3-Phosphatase (UniProt Q99504). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immuncytochemie und ELISA. Bestätigte Kreuzreaktivität mit Ratte. Ideal für die Untersuchung von DNA-Schadensreparatur, Transkriptionsregulation und entwicklungsbiologischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EYA3 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	EYA3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2140
Gen-ID	2140
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 des humanen EYA3 (NP_001981.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q99504
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel