


Anti-Ezh2/Kmt6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Artikelnummer: CM0016830



Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches EZH2/KMT6 (aa 1-250) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EZH2/KMT6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem EZH2/KMT6 (NP_001190176.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
Q15910	
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel