


Anti-Ezrin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15311

Artikelnummer: CM0003103



Einführung

Hochwertiger Anti-Ezrin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. In humanen Proben validiert, zielt auf Ezrin (P15311), ein zytoskelettales Linker-Protein. Ideal für die Forschung in der Epithelzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ezrin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrin
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7430
GeneID	7430
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem Ezrin (P15311) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15311
Protein-Gewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel