

Polyklonaler Anti-Ezrin/Radixin/Moesin-Antikörper Für Wb Und Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Artikelnummer: CM0019318



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Ezrin, Radixin und Moesin (ERM-Familie). Für Western Blot (WB) und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Geeignet für die Erforschung von Membran-Zytoskelett-Wechselwirkungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ezrin/Radixin/Moesin-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 487–586 des humanen Ezrin/Radixin/Moesin (NP_003370.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15311/P35241/P26038
Proteingewicht	23–71 kDa
Versand	Kühlakku