


Anti-F13A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P00488

Artikelnummer: CM0012896



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Gerinnungsfaktor-XIII-A-Kette (F13A1) für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Stabilisiert Fibrinklumpen über Transglutaminase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F13A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	F13A; F13A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2162
GeneID	2162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 600-732 von humanem F13A1 enthält (NP_000120.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00488
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel