

Anti-F2RL3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ri0

Artikelnummer: CM0029989



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Proteinase-aktivierten Rezeptor 4 (F2RL3/PAR4) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Thrombin-Signalweg- und Thrombozytenaktivierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F2RL3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAR4; F2RL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9002
Gen-ID	9002
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-150 des humanen F2RL3 (NP_003941.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96Ri0
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel