

Anti-F4/80 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Artikelnummer: CM0005472

Einführung

F4/80 Kaninchen monoklonaler Antikörper zur Verwendung in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur Makrophagenbiologie, Zelladhäsion und regulatorischen T-Zellentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	F4/80 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	2015
GeneID (Maus)	13733
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus F4/80
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel