

Anti-Fa2H Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L5A8

Artikelnummer: CM0015859

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Fettsäure-2-Hydroxylase (FA2H). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unterstützt Forschung im Bereich Sphingolipidstoffwechsel, Nervengewebsfunktion und Hautbarrierebildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FA2H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Spezies	Mensch
Gen-ID	79152 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 95-170 von humanem FA2H (NP_077282.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7L5A8
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel