

Anti-Faah1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000519

Artikelnummer: CM0012154

Einführung

Kaninchen monoklonaler FAAH1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-FAAH1 (63 kDa). Ideal für die Endocannabinoid- und Lipid-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAAH1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2166
Gen-ID	2166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 480-579 von humanem FAAH1 (000519) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00519
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eistasche