

Anti-Faah1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000519

Artikelnummer: CM0015101

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Fettsäureamid-Hydrolase 1 (FAAH1), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem FAAH1. Ideal für die Erforschung des Endocannabinoid-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAAH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Spezies	Mensch
GenID	2166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 450-579 von menschlichem FAAH1 (NP_001432.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	000519
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel