

Anti-Faah2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Artikelnummer: CM0024405

Einführung

FAAH2 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-FAAH2. Geeignet für Studien zu Lipidstoffwechsel, Endocannabinoid-Signalgebung und Amidase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAAH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMDD; FAAH2
Spezies	Human
Gen-ID	158584
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 323-532 von humanem FAAH2 (NP_777572.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6GMR7
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eistasche