

Anti-Fabp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Artikelnummer: CM0019326



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes FABP1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattisches Leber-Fettsäure-bindendes Protein. Ideal für Studien zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FABP1; FABPL; L-FABP; Fettsäure-bindendes Protein 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2168
GenID	2168
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FABP1 (NP_001434.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07148
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel