

Anti-Fabp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P07148

Artikelnummer: CM0003570



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FABP1 (L-FABP), geeignet für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt FABP1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Beteiligt am intrazellulären Lipidtransport und Cholesterinaufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2168
Gen-ID	2168
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FABP1 (P07148) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07148
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eistasche