

Anti-Fabp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Artikelnummer: CM0028745



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FABP1 (L-FABP) für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Nachweis. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Lipidstoffwechsel und zur Leberfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2168
GenID	2168
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-127 von humanem FABP1 (NP_001434.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07148
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel