

Anti-Fabp12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A6Nfh5

Artikelnummer: CM0025921

Einführung

Anti-FABP12 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-FABP12, ein Lipidtransportprotein, das bei Retinoblastom exprimiert wird. Ideal für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FABP12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	646486
GenID	646486
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 des humanen FABP12 (NP_001098751.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	A6NFH5
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel