


Anti-Fabp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05413

Artikelnummer: CM0028565



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FABP3, auch bekannt als H-FABP oder MDGI. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA.

Reagiert mit Human und Maus.

Molekulargewicht: 15kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Spezies	Human
GenelD	2170
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P05413
Proteingewicht	15kDa
Versand	Kühltasche