


Anti-Fabp4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Artikelnummer: CM0012760



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FABP4 (Adipozyten-Fettsäure-bindendes Protein), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidtransport und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2167
GenID	2167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-132 des humanen FABP4 (NP_001433.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15090
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel