


Anti-Fabp4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Artikelnummer: CM0014080



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FABP4 (Fettsäure-bindendes Protein der Adipozyten, aP2). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Lipidtransports und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2167
Gen-ID	2167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-132 des humanen FABP4 (NP_001433.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15090
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku