


Anti-Fabp5 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q01469

Artikelnummer: CM0004725



Einführung

FABP5 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Träger für langkettige Fettsäuren, Endocannabinoide; beteiligt an Entzündungen und Keratinozyten-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP5 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Spezies	Mensch
GenID	2171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-135 von humanem FABP5 (NP_001435.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01469
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel