


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Fabp5-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01469

Artikelnummer: CM0015443



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FABP5 (E-FABP), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-FABP5; intrazellulärer Fettsäuretransporter, der an Entzündungsprozessen und der Differenzierung von Keratinozyten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FABP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2171
Gen-ID	2171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen FABP5 (NP_001435.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01469
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Mit Eisbeutel