


Anti-Fabp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01469

Artikelnummer: CM0024740



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FABP5 (E-FABP), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Fettsäuretransport, Entzündung und Keratinozytendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Spezies	Human
GeneID (Human)	2171
GeneID	2171
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 von humanem FABP5 (NP_001435.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01469
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eistasche