


Anti-Fabp7-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Artikelnummer: CM0017836



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes FABP7 (BLBP, B-FABP). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem FABP7 und Ratten-FABP7. Erkennt das 15 kDa große, für die Entwicklung des ZNS essenzielle hirnspezifische Lipidbindungsprotein. Geeignet für Studien zur Neurobiologie und zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABP7-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alia	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2173
GenID	2173
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-132 des humanen FABP7 (NP_001437.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15540
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel