


Anti-Fabpi (I-Fabp) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Artikelnummer: CM0007881



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FABPI (I-FABP), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des intestinalen Fettsäuretransports und des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	FABPI-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FABPI; I-FABP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2169
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen FABPI (P12104)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel