


Anti-Fabpi-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12104

Artikelnummer: CM0024084



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FABPI (I-FABP), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt das intestinale Fettsäure-bindende Protein von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Lipidtransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FABPI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FABPI; I-FABP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2169
Gen-ID	2169
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-132 von humanem FABPI (NP_000125.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12104
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel