


Anti-Faktor IX / F9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P00740

Artikelnummer: CM0022917



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Faktor IX (F9, FIX, Christmas-Faktor). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Geeignet für Gerinnungsforschung und Entwicklung hämostatischer Diagnosetests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Faktor IX / F9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIX; P19; PTC; HEMB; THPH8; F9 p22; Faktor IX / F9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2158
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 29-192 von humanem Faktor IX / F9 (NP_000124.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00740
Proteinmolekulargewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel