

Anti-Fadd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q61160

Artikelnummer: CM0002075



Einführung

Erforschen Sie die Rolle von FADD bei Apoptose und angeborener Immunität mit diesem validierten Kaninchen-monoklonalen Antikörper – ideal für WB, IHC-P und ELISA an Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Mort1/FADD; FADD
Art	Maus
GenID (Mensch)	8772
GenID	14082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-205 von Maus-FADD enthält (NP_034305.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q61160
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel