

Anti-Fadd Polyklonale Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - Q61160

Artikelnummer: CM0021085



Einführung

Kaninisches polyklonales Antikörper gegen FADD (Mort1/FADD), gewonnen gegen Maus-FADD (AS 1-205). Geeignet für WB, IP, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zentraler DISC-Adapter bei Apoptose und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mort1/FADD; FADD
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8772
GenID	14082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-205 von Maus-FADD (NP_034305.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q61160
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel