


Anti-Fadd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13158

Artikelnummer: CM0003117



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes FADD (GIG3/MORT1) gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Ideal für die Apoptose- und angeborene Immunforschung. - Q13158

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADD Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8772
GenID	8772
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-150 von humanem FADD (Q13158) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13158
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel