


Anti-Fadd Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13158

Artikelnummer: CM0028429



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches FADD (FAS-assoziiertes Todesdomänenprotein). Validiert für WB, IP und ELISA; kreuzreagiert mit murinem und Ratten-FADD. Nützlich für Forschung zu Apoptose, Todesrezeptor-Signalgebung und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	FADD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8772
Gen-ID	8772
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-208 von menschlichem FADD (NP_003815.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13158
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel