

Anti-Fads1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60427

Artikelnummer: CM0002739

Einführung

Anti-FADS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, validiert für Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Acyl-CoA-Desaturase ab, die am PUFA-Stoffwechsel und der Entzündungsreaktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADS1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliae	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
Spezies	Mensch
GenID	3992
Immunogen	Synthetisches Peptid im Aminosäurebereich 50-150 von humanem FADS1 (O60427)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60427
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel