

Anti-Fads1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60427

Artikelnummer: CM0023754

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FADS1 (Delta-5-Desaturase) für WB und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Beteiligt am PUFA-Stoffwechsel und der Entzündungsreaktion; ideal für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3992
GeneID	3992
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FADS1 (NP_037534.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60427
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eistasche