

Anti-Fads2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095864

Artikelnummer: CM0020138

Einführung

FADS2 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen menschliche Fettsäuredesaturase 2 (095864) gerichtet ist, ein Schlüsselenzym in der HUFA-Biosynthese. Ideal für Stoffwechsel- und dermatologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADS2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9415
GenID	9415
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FADS2 (NP_004256.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095864
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel