

Anti-Fads3 Kaninchen-Polklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y5Q0

Artikelnummer: CM0027916

Einführung

FADS3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes FADS3-Protein hergestellt wurde. Er erkennt humanes, murines und Ratten-FADS3 und ist für Anwendungen in WB und ELISA geeignet. Ideal für die Untersuchung von Fettsäuredesaturase 3 im Sphingolipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FADS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3995
GeneID	3995
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 1-130 von humanem FADS3 (NP_068373.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Q0
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel