


Anti-Faf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn5

Artikelnummer: CM0028595



Einführung

CamelBio liefert einen Anti-FAF1 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte; detektiert eine 74 kDa-Bande. Nützlich für die Apoptose-, DNA-Replikations- und Kernprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11124
Gen-ID	11124
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen FAF1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNN5
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel