

Anti-Faf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cs3

Artikelnummer: CM0019608



Einführung

FAF2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten FAF2. Ideal für ERAD, Lipidtröpfchen- und Stressgranula-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23197
Gen-ID	23197
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96CS3
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche