

Anti-Fah-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16930

Artikelnummer: CM0025477

Einführung

Anti-FAH polyklonaler Antikörper (Kaninchen), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Fumarylacetoacetase, ein Schlüsselenzym im Tyrosin-Katabolismus. Ideal für die Erforschung von Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAH
Spezies	Human
Gen-ID	2184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-419 von humanem FAH (NP_000128.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16930
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel