

Anti-Fah Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16930

Artikelnummer: CM0010552

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes FAH (Fumarylacetoacetase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Tyrosinstoffwechsels und von Leber-/Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAH Rabbit mAb
Spezies	Human
GenID	2184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-419 von humanem FAH (NP_000128.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16930
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel