

Anti-Fah Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16930

Artikelnummer: CM0015210

Einführung

FAH Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen das humane FAH-Protein hergestellt wurde. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit humanem, murinem und rattem FAH. Ideal für die Untersuchung des Tyrosinabbaus und von Lebererkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAH Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2184
GenID	2184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-419 von humanem FAH (NP_000128.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16930
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel