

Anti-Faim3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - O60667

Artikelnummer: CM0030545



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FAIM3 (TOSO, FcμR), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; Zielmolekulargewicht 43 kDa. Ideal für die Erforschung der IgM-Rezeptorbiologie in B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAIM3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TOSO; FAIM3; FcμR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-251 von humanem FAIM3 entspricht (NP_005440.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60667
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel