


Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0003534



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes FAK (Focal Adhesion Kinase 1) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Zelladhäsions- und Migrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5747
GenID	5747
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05397
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel