


Anti-Fak Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0016968



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAK (Q05397), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Zelladhäsion, Migration und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] FAK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5747
GenID	5747
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 734-834 von humanem FAK (NP_722560.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05397
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel