

Anti-Fam107A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095990

Artikelnummer: CM0020310

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM107A (DRR1/TU3A), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktindynamik, synaptischer Funktion und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM107A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11170
GenID	11170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-144 von humanem FAM107A (NP_009108.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	095990
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel