

Anti-Fam107A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095990

Artikelnummer: CM0019921

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM107A. Geeignet für Western Blot und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Aktindynamik, synaptischer Funktion und tumorassozierten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM107A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Art	Mensch
Gen-ID	11170
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-144 von humanem FAM107A (NP_009108.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95990
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eispackung