

Anti-Fam117A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

Artikelnummer: CM0020526

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich gegen FAM117A, ein durch C/EBP induziertes Protein, und ist für WB, IHC-P und ELISA validiert. Er zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte, was ihn ideal für die Untersuchung der Proteinfunktion in verschiedenen Signalzusammenhängen macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM117A Kaninchen pAb
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	81558
Gen-ID	81558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-240 von humanem FAM117A (NP_110429.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9C073
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel