

Anti-Fam120A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzb2

Artikelnummer: CM0021207

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FAM120A (OSSA/C9orf10), geeignet für WB und ELISA. Erkennt ein ~122 kDa membranassoziiertes Gerüstprotein, das an oxidativer Stress-Signalisierung, RNA-Metabolismus und Regulation lipogener Gene beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM120A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OSSA; C9orf10; HBVPTPAP; FAM120A
Spezies	Mensch
GeneID	23196
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 des humanen FAM120A (NP_055427.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZB2
Proteinmasse	122 kDa
Versand	Eispackung