

## Anti-Fam127A/Rtl8C Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - A6Zki3

Artikelnummer: CM0017862

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM127A/RTL8C, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Nachweis von Retrotransposon-Gag-ähnlichem Protein.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FAM127A Kaninchen pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 8933                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-113 des humanen FAM127A entspricht (NP_001071639.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | A6ZKI3                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 13kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |