

Anti-Fam127B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bwd3

Artikelnummer: CM0022414

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), hergestellt mit rekombinantem Volllängenprotein. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA in menschlichen und Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM127B Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26071
GenID	26071
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BWD3
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel