

Anti-Fam13A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 094988

Artikelnummer: CM0012948

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FAM13A, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes FAM13A, ein potentielles GTPase-aktivierendes Protein mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 117 kDa. Ideal für die Forschung zu alternativem Spleißen und Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM13A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10144
GeneID	10144
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O94988
Protein-Gewicht	117kDa
Versand	Eistasche